사용전 주의사항

- 1. 제품의 파손상태, 이물질 및 불순물 여부 등 제품의 이상 상태를 확인 후 사용한다.
- 2. 사용한 믹싱팁을 재사용하지 않는다.
- 3. 실리콘 카트리지(50ml) 전용 기기로 믹싱 목적 이외에 사용하지 않도록 한다.

사용방법 및 조작 순서

- 1. 전원 스위치를 On 한다.
- 2. 카트리지 결합전 플랜저가 후퇴되어 있는지 확인한다.
- 3. 카트리지 뚜껑을 제거한 후 카트리지 결합부에 세로로 안착 시킨다.
- 4. 카트리지에 믹싱팁을 체결한다.
- 5. 스타트버튼을 눌러 작동시킨다.
- 6. 카트리지 교체시
- ① Reverse 버튼으로 플렌저를 끝까지 후퇴시키다.
- ② 카트리지를 위쪽 방향으로 제거한다.

주의사항

- 1. 본제품은 C타입 전용 충전으로 충전시 규격에 맞는 전원선을 사용하십시오.
- 2. 폭발이나 화재를 방지하기 위해 발화물질로부터 떨어뜨려 주세요.
- 3. 감전이나 기능고장을 방지하기 위해서 제품을 물기로부터 보호해주세요.
- 4. 제품고장을 방지하기 위해 떨어뜨림에 주의해 주세요.
- 5. 내부적인 고장이나 발열 및 화재를 방지하기 위해서 제품을 높은 온도나 직사광선이 비치는 곳에 위치시키거나 사용하지 마십시오.
- 6. 발열이나 화재의 위험이 있으므로 충전기의 끝단에 손가락이나 전도성 물체를 대지 마십시오.
- 7. 젖은 손으로 제품이나 케이블을 연결하지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 8. 제품을 장기간 사용하지 않는 경우에는 전원 버튼을 off로 하여 보관하십시오.
- 9. 제품을 임의로 분해하지 마십시오. 오동작이나 부상, 감전, 혹은 화재의 위험이 있습니다. 제품을 임의 분해시 AS보증에서 제외됩니다.
- 10. 제품이 완충되면 충전케이블을 분리하세요. 과다 충전시 배터리 수명이 단축됩니다.

고객서비스

고객께서는 제품 사용중에 고장이 발생할 경우 구입일로부터 6개월 동안 무상 서비스를 받으실 수 있습니다. 단. 외부충격 및 고객과실, 천재지변에 의해 고장이 발생할 경우 무상보증기간내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.





Quick Start guide 제품 사양 및 간단 사용 설명서



1	카트리지 삽입부	2	플렌저 위치표시	3	스타트 버튼	4	충전단자(C타입)
5	베터리 잔량(LED)	6	On/Off 버튼	7	Reverse 버튼		



Quick Start guide Product Features and Quick Usage Guide



1	Cartridge Insertion Slot	2	Plunger Position Indicator	3	Start Button
4	Charging Port (Type-C)	5	Battery Level Indicator (LED)	6	On/Off Button
7	Reverse Button				

copyright © 2024 PrimeDental all rights reserved.

Precautions Before Use

- 1. Check for any product damage, foreign substances, or impurities before using the product.
- 2. Do not reuse the mixing tip once it has been used.
- 3. Use the 50ml silicone cartridge device only for its intended mixing purpose.

Instructions and Operation Steps

- 1. Turn on the power switch
- 2. Before attaching the cartridge, ensure that the plunger is retracted.
- 3. Remove the cartridge cap and vertically insert the cartridge into the cartridge holder.
- 4. Attach the mixing tip to the cartridge.
- 5. Press the start button to operate the device.
- 6. When replacing the cartridge:
- 1 Press the reverse button to fully retract the plunger.
- ② Remove the cartridge by pulling it upwards.

Caution

- 1. This product is designed for C-type charging; please use the correct power cable during charging.
- 2. Keep the product away from flammable materials to prevent explosions or fires.
- 3. Protect the product from moisture to avoid electric shock or malfunction.
- 4. Handle the product carefully to avoid damage from drops.
- Do not place or use the product in high temperatures or direct sunlight to prevent internal malfunctions, smoke, or fire.
- Do not touch the ends of the charger with your fingers or conductive objects, as it may cause overheating or fire.
- 7. Do not frequently connect or disconnect the product or cable with wet hands to prevent the risk of electric shock,
- 8. If you are not using the product for an extended period, turn off the power switch and store it properly.
- 9. Do not disassemble the product. Unauthorized disassembly may cause malfunction, injury, electric shock, or fire, and it will void the warranty.
- Disconnect the charging cable when the battery is fully charged to avoid overcharging, which can shorten battery life.

Customer Service

If a malfunction occurs during product use, you are eligible for free service for 6 months from the date of purchase. However, if the malfunction is caused by external factors such as misuse or natural disasters, the repair will be charged even within the warranty period.